

关于新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌器及极速生物阅读器 使用专用耗材的说明

本公司生产的新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌器、新华牌极速生物阅读器，为保证设备正常运行、灭菌效果可靠、监测结果准确及设备使用安全，需专机专用，严格配套使用本公司原厂专用耗材，具体说明如下：

新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌器，仅适配本公司原厂专用过氧化氢灭菌剂卡匣。非原厂专用卡匣无匹配识别信息，设备无法正常识别启动，易出现灭菌不达标、设备故障、腔体及管路损伤等问题，由此引发的灭菌失效、设备损坏及相关风险，本公司不承担相应责任。

新华牌极速生物阅读器，仅支持使用本公司原厂专用生物指示剂以及内含生物指示剂的相关耗材。专用指示剂与阅读器检测程序、判读标准高度匹配，可保证快速生物监测结果精准有效。使用非原厂指示剂将导致无法识别、读数异常、结果偏差等问题，影响灭菌效果判定，同时可能造成设备检测模块损坏。

为确保灭菌质量与设备使用寿命，严禁使用非本公司指定的专用耗材。因使用非原厂、非匹配耗材所导致的一切不良后果及设备故障，不在产品保修范围之内，相关责任由使用方自行承担。

请严格按照设备使用规范及本说明要求，选用本公司原厂专用耗材，保障灭菌工作安全合规开展。

